



## SWITCH 2.0 COMFORT

FUNZIONALE ED AFFIDABILE PER L'USO QUOTIDIANO.

In base agli standard ERKA per la moderna misurazione della pressione sanguigna e in stretta collaborazione con i medici di tutto il mondo, ERKA è pioniere nel monitoraggio della pressione sanguigna e ha sviluppato ERKA SWITCH 2.0 Comfort. Eccellente in qualità e precisione, comodo nell'uso e funzionamento, impressionante in efficienza e vantaggi ed ecologico è lo standard moderno definito da ERKA.

### PERCHÉ I MISURATORI MANUALI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA SONO DA DECENNI IL RIFERIMENTO IN QUANTO ALLA PRECISIONE E DUREVOLEZZA?

Durante la produzione - al 100% Made in Germany - ogni misuratore della pressione sanguigna ERKA passa il controllo di qualità ERKA. Quality Management Check, abbreviato QMC. I 49 singoli controlli, tra cui l'ispezione finale gestita al 100% da computer, vi garantiscono la funzionalità di cui ci si può fidare.

### PERCHÉ I MISURATORI MANUALI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA SONO COSÌ PRECISI?

Lo speciale diaframma in rame-berillio e la sofisticata meccanica dell'apparecchio assicurano valori pressori costantemente precisi.

### QUAL È LA DURATA DI VITA DI UN MISURATORE MANUALE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA?

La tecnologia del doppio tubo sviluppata dalla ERKA risparmia la membrana e garantisce la massima durata di vita anche nel caso dell'uso quotidiano! Spesso per tutta la carriera professionale.

### PRECISIONE IGIENE MANIPOLAZIONE SMART DETTAGLI COME ORDINARE PEZZI DI RICAMBIO COME PUÒ ESSERE RIDOTTO AL MINIMO IL PERICOLO D'INFEZIONE SIA PER UN PAZIENTE SIA PER UN MEDICO DURANTE LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA CON GLI ERKAMETER?

La protezione più sicura è l'utilizzo dei bracciali monouso, di cui noi offriamo un grande assortimento. La rinuncia all'uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica ottimizzata si uniscono all'approccio ecologico e all'efficienza.

### COSA OFFRE ERKA PER AUMENTARE ANCORA LA PROTEZIONE?

Misurando con i bracciali riutilizzabili si raccomanda di utilizzare le strisce protettive igieniche ERKA. (il numero di articolo 000.04100). Queste impediscono il contatto diretto con la pelle, minimizzando in questo modo i rischi.

### QUALI ALTERNATIVE OFFRE ERKA PER I BRACCIALI MONOUSO?

Grazie alle proprietà uniche della loro superficie e dei materiali utilizzati, i bracciali riutilizzabili ERKA GREEN CUFF possono essere disinfettati in modo particolarmente veloce e accurato.

### PERCHÈ LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE CON MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA. È TALMENTE PIACEVOLE?

La struttura ergonomica, extra piatta e leggera dei nostri misuratori della pressione sanguigna rende la misurazione della pressione molto comoda per gli utenti.

### COSA RENDE LA MISURAZIONE CON I MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA. COSÌ PRECISA?

La precisione di misurazione della pressione sanguigna manuale dipende sempre dalla professionalità di chi misura. Erka vi appoggia offrendovi una valvola a vite, di una sensibilità insuperabile, che vi consente di prendere delle misure perfette.

### COME POSSO EVITARE GLI ERRORI LEGGENDO I VALORI PRESSORI?

Diverse ricerche scientifiche hanno mostrato che gli errori nella lettura e nella documentazione dei valori misurati possono influenzare negativamente la qualità di misurazione della pressione sanguigna. Per questo le scale dei nostri misuratori della pressione sanguigna sono particolarmente leggibili e disponibili in diverse dimensioni. Oltre a questo, la geometria delle lancette e il design delle scale sono perfettamente accordati.

### PERCHÈ UN BRACCIALE DELLA MISURA GIUSTA È COSÌ IMPORTANTE?

La scelta di un bracciale troppo grande o troppo piccolo rispetto alla circonferenza del braccio può dar luogo a una modificazione dei valori di misurazione fino a 30mmHg. Le taglie chiaramente indicate sul bracciale assicurano la scelta giusta e il maneggiamento perfetto.

### COME UN BRACCIALE PUÒ ESSERE CAMBIATO IN MODO VELOCE E SEMPLICE?

Il cambio del bracciale in un istante - i nostri bracciali della serie SMART con la chiusura rapida lo rendono possibile. Già nel momento della compra di un misuratore della pressione sanguigna della serie SMART potete scegliere un set dei bracciali per avere il bracciale giusto per ogni paziente.

### QUALI MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA FANNO PARTE DELLA SERIE SMART?

ERKAMETER EERKAMETER E flexERKAMETER 125 PROKobold 48 SMARTSWITCH 2.0 SMART

### VALVOLA

La valvola a vite, particolarmente sensibile, consente all'utente di prendere delle misurazioni perfette.

### INNOVATIVO

Il dispositivo corrisponde ai parametri per l'uso nell'ambiente MR ed è resistente agli urti. Il design innovativo permette di passare con un singolo passo all'uso adatto per i mancini.

### BRACCIALI

La selezione dei bracciali ERKA. GREEN Cuff è completa. Non irritano la pelle, sono biocompatibili e molto confortevoli.

### DIAFRAMMA

Il diaframma in rame-berillio temprato assicura l'elevata resistenza ed alta precisione.

### MANOMETRO

La possibilità per l'utente di cambiare il manometro in pochi secondi direttamente sul posto risparmia il tempo e le risorse.

Switch 2.0 Comfort	Taglia	Codice del prodotto
con GreenCuff Superb Rapid , grigio	Taglia 4	293.20493.
con GreenCuff Superb Rapid , grigio	Taglia 5	293.24493.
con GreenCuff Superb Rapid , grigio	Taglia 3	293.26493.
con GreenCuff Superb Rapid , grigio	Taglia 2	293.27493.
con GreenCuff Superb Rapid , grigio	Taglia 1	293.28493.
con GreenCuff Superb Rapid , grigio	Taglia 6	293.29493.
con GreenCuff Smart Rapid im Set, grigio	Taglia 1-6	293.71193.
con GreenCuff Smart Rapid im Set, grigio	Taglia 3-5	293.71293.
con GreenCuff Smart Rapid im Set, grigio	Taglia 1-3	293.71393.
con GreenCuff Smart single patient soft bianco, Box of 10	Taglia 4	293.91073.
con GreenCuff Smart single patient soft bianco, Box of 10	Taglia 5	293.91473.
con GreenCuff Smart single patient soft bianco, Box of 10	Taglia 3	293.91673.
con GreenCuff Smart single patient soft bianco, Box of 10	Taglia 2	293.91773.
con GreenCuff Smart single patient soft bianco, Box of 10	Taglia 1	293.91873.

Accessori	Taglia	Codice del prodotto
Bracciale: Green Cuff Smart single patient soft bianco (Box of 10)	5	024.54473
Bracciale: Green Cuff Smart single patient soft bianco (Box of 10)	4	024.50473
Bracciale: Green Cuff Smart single patient soft bianco (Box of 10)	3	024.56473
Bracciale: Green Cuff Smart single patient soft bianco (Box of 10)	2	024.57473
Bracciale: Green Cuff Smart single patient soft bianco (Box of 10)	1	024.58473
Bracciale: Green Cuff Smart Rapid, grigio	6	024.29493
Bracciale: Green Cuff Smart Rapid, grigio	5	024.24493
Bracciale: Green Cuff Smart Rapid, grigio	4	024.20493
Bracciale: Green Cuff Smart Rapid, grigio	3	024.26493
Bracciale: Green Cuff Smart Rapid, grigio	2	024.27493

Pezzi di ricambio

Manometro, Switch 2.0 Comfort	000.30200
Connettore rapido	995.00001
Monopalla, grigio	000.20900

Legal Notes and Data Protection

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

MANOMETRO

