



## SWITCH 2.0 HPC

### LA RÉFÉRENCE.

Conçues pour l'usage quotidien en bloc opératoire, en unité de soins intensifs et dans les véhicules de secours, les manchettes de perfusion à pression réutilisables ERKA. font la différence grâce à des détails bien pensés et un maniement efficace. Le matériau utilisé est un tissu de polyester et nylon est idéal pour la montée de pression, suivie d'une vidange uniforme de la poche de perfusion. La manchette de perfusion dispose d'un manomètre de qualité et d'une poire formée ergonomiquement pour un pompage rapide. L'afflux constant des solutions de perfusion, même dans les situations d'urgence, est donc garanti à tout moment.

Magnéto compatible parce qu'elle fait partie de la gamme de produits innovants SWITCH 2.0. Visible grâce au filet transparent, la poche et son contenu sont clairement visibles. Qualité la livraison inclut également un manomètre de qualité, ainsi qu'un dispositif d'accrochage.

### Y A-T-IL DES MANCHETTES à PRESSION ERKA EN DIVERSES TAILLES?

Les manchettes de perfusion à pression ERKA. SWITCH 2.0 HPC sont disponibles en deux tailles et conviennent pour toutes les poches de perfusion courantes d'un volume de 500 ml ou 1000 ml.

### QUELLES POCHE DE PERFUSION PEUT-ON UTILISER AVEC LES MANCHETTES à PRESSION ERKA?

Les manchettes de perfusion à pression ERKA. SWITCH 2.0 HPC peuvent être utilisées avec toutes les poches de perfusion courantes.

### LES MANCHETTES DE PERFUSION à PRESSION ERKA. SWITCH 2.0 HPC SONT-ELLES MAGNÉTO COMPATIBLES ?

Faisant partie de la gamme de produits innovants SWITCH 2.0 les manchettes de perfusion à pression ERKA. SWITCH 2.0 HPC sont magnéto compatibles.

### TRÈS LONGUE DURÉE DE VIE

Le tissu de la manchette est très résistant à l'usure.

### HYGIÈNE

L'enveloppe extérieure amovible de la manchette est lavable et facile à désinfecter.

### LE CONFORT POUR LA PEAU

Tous les matériaux employés ne présentent pas aucun risque pour la peau et sont sans latex.

Switch 2.0 HPC  
500 ml

Taille  
-

Code du produit  
822.00000.

Accessoires

Taille

Code du produit

Pièces de rechange

Poire de gonflage, grise	000.20900
Poire de gonflage, grise avec valve de réduction	000.21100
Cellule + Crochet	000.30201
Housse 500 ml	822.30000
Housse 1000 ml	832.30000
Vessie gonflable 500 ml	821.30000
Vessie gonflable 1000 ml	831.30000

**ERKA.**

THE ORIGINAL

Made in Germany since 1889

Legal Notes and Data Protection

ERKA.  
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG  
Im Farchet 15  
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München  
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:  
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0  
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39  
eMail: [made@erka.org](mailto:made@erka.org)  
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:  
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

LE CONFORT POUR LA PEAU

