



SUPERB RAPID

LA VOSTRA SCELTA PER L'USO QUOTIDIANO.

Nella pratica quotidiana di una clinica, il problema dell'igiene è onnipresente ed è d'importanza suprema sia per il personale sia per i pazienti. Esattamente per questo tutti i bracciali ERKA GREEN CUFF Superb sono biocompatibili, facili da disinfettare e dotati di una superficie impermeabile che può essere accuratamente pulita a fondo. ERKA. GREEN CUFF Superb corrispondono alle norme delle ultime direttive AAMI e AHA sulle giuste taglie dei bracciali. Inoltre, le taglie chiaramente indicate e le istruzioni di posizionamento assicurano la scelta giusta e il maneggiamento perfetto.

COME PUÒ ESSERE RIDOTTO AL MINIMO IL PERICOLO D'INFEZIONE SIA PER UN PAZIENTE SIA PER UN MEDICO DURANTE LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA?

La protezione più sicura è l'utilizzo dei bracciali monouso, di cui noi offriamo un grande assortimento. La rinuncia all'uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica ottimizzata si uniscono all'approccio ecologico e all'efficienza.

QUALI ALTERNATIVE OFFRE ERKA PER I BRACCIALI MONOUSO?

Grazie alle proprietà uniche della loro superficie e dei materiali utilizzati, i bracciali riutilizzabili ERKA GREEN CUFF possono essere disinfettati in modo particolarmente veloce e accurato.

QUALE PROTEZIONE ULTERIORE VI OFFRE ERKA?

Misurando la pressione con i bracciali riutilizzabili, si consiglia di utilizzare le fasce igieniche ERKA (numero di articolo 000.04100). In questo modo si evita il contatto diretto con la pelle, minimizzando i rischi potenziali.

CON QUALI MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA POSSONO ESSERE UTILIZZATI I BRACCIALI A UN TUBO?

ERKA Kobold
ERKA Switch 2.0 Comfort

CON QUALI MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA POSSONO ESSERE UTILIZZATI I BRACCIALI A DOPPIO TUBO?

A causa dell'utilizzo della tecnologia di due tubi che risparmia la membrana, i seguenti misuratori della pressione sanguigna possono essere utilizzati: Perfect Aneroid 48
Perfect Aneroid 56
Perfect Aneroid Clinica 48
Perfect Aneroid Clinica 56
Profi 48
Profi 56
Profi Clinica 48

CON QUALI MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA ERKA POSSONO ESSERE UTILIZZATI I BRACCIALI A DUE TUBI?

Per garantire agli utenti il massimo comfort nell'uso dei dispositivi fissi, i seguenti misuratori della pressione sanguigna possono essere utilizzati con i bracciali a due tubi: Erkameter 3000
Erkameter 3000 eco
Vario

SUPERB

Superb significa la rinuncia senza compromessi all'uso di PVC, DEHP e di lattice sia nella scelta dei materiali sia nel processo di produzione.

CHIUSURA RAPID

Rapid - stupendo come la chiusura a velcro: la fascia morbidissima con la chiusura ad asola e uncino chiude il bracciale in modo facile e solido.

COME POSSO PULIRE I BRACCIALI RIUTILIZZABILI ERKA?

I seguenti ERKA GREEN CUFF bracciali hanno una superficie impermeabile che può essere accuratamente pulita a fondo Superb Rapid Superb Rapid one piece Superb Gancio Superb D-Ring Superb HomeSmart RapidSmart Rapid one piece

COME IL BRACCIALE PUÒ ESSERE DISINFETTATO?

Ci sono due modi per disinfettare i nostri bracciali: Disinfezione a spruzzo: il disinfettante viene spruzzato sul rivestimento del bracciale e agisce secondo le istruzioni del fabbricante. Disinfettare strofinando: il disinfettante viene spruzzato sul rivestimento oppure su un panno. Poi la superficie viene strofinata esercitando una leggera pressione

QUALI DISINFETTANTI RACCOMANDA ERKA?

Fugaten® Spray Esemfix® da Schülke Promanum® pur da B. Braun Meliseptol® Foam pur da B. Braun

PERCHÈ I BRACCIALI ERKA SONO COSÌ PIACEVOLI AL TATTO?

La combinazione dei materiali utilizzati nei nostri bracciali assicura il massimo comfort dell'utente. Rinunciamo in modo il più completo all'uso di PVC e degli altri ammorbidenti come DEHP. Inoltre, i nostri materiali sono biocompatibili in conformità con la norma ISO 10993.

COME IL BRACCIALE VIENE COLLOCATO IN MODO CORRETTO?

Per ottenere i risultati di misurazione ottimali, bisogna collocare il bracciale correttamente. Su tutti i bracciali ERKA GREEN CUFF è chiaramente indicato il simbolo dell'arteria brachiale, il quale assicura il collocamento perfetto del bracciale.

QUALE TAGLIA DEL BRACCIALE SARÀ LA GIUSTA?

Su ogni bracciale ERKA GREEN CUFF è chiaramente indicata la categoria di circonferenza. Se la circonferenza del vostro braccio si trova fuori di questa categoria, bisogna utilizzare un bracciale più grande o più piccolo.

Superb RapidTaglia Codice del prodotto

Taglia 4	025.20481.
Taglia 4	025.20482.
Taglia 4	025.20491.
Taglia 4	025.20492.
Taglia 4	025.20493.
Taglia 5	025.24481.
Taglia 5	025.24482.
Taglia 5	025.24491.
Taglia 5	025.24492.
Taglia 5	025.24493.
Taglia 3	025.26481.
Taglia 3	025.26482.
Taglia 3	025.26491.
Taglia 3	025.26492.
Taglia 3	025.26493.
Taglia 2	025.27481.
Taglia 2	025.27482.
Taglia 2	025.27491.
Taglia 2	025.27492.
Taglia 2	025.27493.

Taglia 1	025.28481.
Taglia 1	025.28482.
Taglia 1	025.28491.
Taglia 1	025.28492.
Taglia 1	025.28493.
Taglia 6	025.29481.
Taglia 6	025.29482.
Taglia 6	025.29491.
Taglia 6	025.29492.
Taglia 6	025.29493.

Accessori

Taglia

Codice del prodotto

Pezzi di ricambio

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

QUALE TAGLIA DEL BRACCIALE SARÀ LA GIUSTA?

