

ERKA.

THE ORIGINAL

Made in Germany since 1889



SMART RAPID SINGLE PATIENT

Sempre giusto.

La contaminazione crociata nella pratica medica quotidiana rappresenta un pericolo non da sottovalutare sia per il medico sia per il paziente. Per prevenirla nell'ambito di misurazione della pressione sanguigna, si raccomanda l'utilizzo dei bracciali monouso, di cui noi offriamo un grande assortimento. La rinuncia all'uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica ottimizzata si uniscono all'approccio ecologico e all'efficienza.

COME PUÒ ESSERE RIDOTTO AL MINIMO IL PERICOLO D'INFEZIONE SIA PER UN PAZIENTE SIA PER UN MEDICO DURANTE LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE SANGUIGNA?

La protezione più sicura è l'utilizzo dei bracciali monouso, di cui noi offriamo un grande assortimento. La rinuncia all'uso del PVC e del DEHP nei nostri prodotti e la logistica ottimizzata si uniscono all'approccio ecologico e all'efficienza.

QUALI ALTERNATIVE OFFRE ERKA PER I BRACCIALI MONOUSO?

Grazie alle proprietà uniche della loro superficie e dei materiali utilizzati, i bracciali riutilizzabili ERKA GREEN CUFF possono essere disinfettati in modo particolarmente veloce e accurato.

QUALE PROTEZIONE ULTERIORE VI OFFRE ERKA?

Misurando la pressione con i bracciali riutilizzabili, si consiglia di utilizzare le fasce igieniche ERKA (numero di articolo 000.04100). In questo modo si evita il contatto diretto con la pelle, minimizzando i rischi potenziali.

LA SCELTA DI UN BRACCIALE TROPPO GRANDE O TROPPO?

Piccolo rispetto alla circonferenza del braccio può dar luogo a una modificazione dei valori di misurazione fino a 30mmHg. Le taglie chiaramente indicate sul bracciale assicurano la scelta giusta e il maneggiamento perfetto.

COME POSSO CAMBIARE IL BRACCIALE?

Il cambio del bracciale in un istante - la chiusura rapida di ERKA, di cui sono dotati i nostri bracciali e misuratori della pressione sanguigna della serie SMART, lo rende possibile. In modo veloce, facile e assolutamente corretto - per avere i valori di misurazione ottimali.

QUALI MISURATORI DELLA PRESSIONE SANGUIGNA FANNO PARTE DELLA SERIE SMART?

ERKAMETER EERKAMETER E flexERKAMETER 125 PROKobold 48 SMARTSWITCH 2.0 SMART

SMART

SMART: grazie alla chiusura rapida ERKA, i bracciali possono essere cambiati in pochi secondi - il bracciale giusto per ogni paziente.

CHIUSURA RAPIDA

Rapid- stupendo come la chiusura a velcro: la fascia morbidissima con la chiusura ad asola e uncino chiude il bracciale in modo facile e solido.

SINGLE PATIENT

Single patient - l'uso dei bracciali monouso nella misurazione della pressione sanguigna fa parte di un concetto igienico integrato per il paziente e per il personale medico.

PERCHÉ I BRACCIALI ERKA SONO COSÌ PIACEVOLI AL TATTO?

La combinazione dei materiali utilizzati nei nostri bracciali assicura il massimo comfort dell'utente. Rinunciamo in modo il più completo all'uso di PVC e degli altri ammorbidenti come DEHP. Inoltre, i nostri materiali sono biocompatibili in conformità con la norma ISO 10993.

COME IL BRACCIALE VIENE COLLOCATO IN MODO CORRETTO?

Per ottenere i risultati di misurazione ottimali, bisogna collocare il bracciale correttamente. Su tutti i bracciali ERKA GREEN CUFF è chiaramente indicato il simbolo dell'arteria brachiale, il quale assicura il collocamento perfetto del bracciale.

QUALE TAGLIA DEL BRACCIALE SARÀ LA GIUSTA?

Su ogni bracciale ERKA GREEN CUFF è chiaramente indicata la categoria di circonferenza. Se la circonferenza del vostro braccio si trova fuori di questa categoria, bisogna utilizzare un bracciale più grande o più piccolo.

Smart Rapid single patientTaglia

Box of 10 - Taglia 024.50473.

Box of 10 - Taglia 024.54473.

Box of 10 - Taglia 024.56473.

Box of 10 - Taglia 024.57473.

Box of 10 - Taglia 024.58473.

Codice del prodotto

Accessori

Taglia

Codice del prodotto

Pezzi di ricambio

ERKA.

THE ORIGINAL

Made in Germany since 1889

Legal Notes and Data Protection

ERKA.
Kallmeyer Medizintechnik GmbH & Co. KG
Im Farchet 15
83646 Bad Tölz

Geschäftsführer: Björn Kallmeyer

HRA 75980, Amtsgericht München
Umsatzsteuer-ID: DE 812 833 893

Kontakt:
Telefon: 0 80 41 / 80 09-0
Telefax: 0 80 41 / 80 09-39
eMail: made@erka.org
<http://www.erka.org>

Verantwortlich:
Björn Kallmeyer

Signatur / Stempel

QUALE TAGLIA DEL BRACCIALE SARÀ LA GIUSTA?

